

## MAGYAR – HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A Warm Up® regenerálható melegítő párnák lehetővé teszik, hogy bárhová kellemes meleget vihessünk magunkkal. A tasakokban lévő folyadék kikristályosodása során nagy mennyiségű hőt képes leadni. A kristályosodás folyamatát a felhasználó indíthatja el bármikor, kényelmesen a folyadékban lévő fémlapocska megpattintásával. Használat után egyszerűen, gyorsan regenerálható, több-százszor felhasználható.

A termékcsalád széles körben alkalmazható a gyógyászat területén, reumatikus végtag-, derékfájás, fülfájás, izomhúzódás enyhítésére; téli szabadterei sportolásnál, hideg, nedves időben kempingezés, vadászat, horgászás során; szépségápolásnál, és még számos területen.

Előnye, hogy elektromosságtól függetlenül alkalmazható, valamint a regenerálás során felülete fertőtleníthető a forró vízben.

## AKTIVÁLÁS:

1. A Warm UP® hőtásakban található fémlapocskát határozottan fogja mindkét keze hüvelyk és mutató ujjai közé.
2. Határozottan pattintsa meg (föle hajlítsa) a fémlapocskát 4-5 alkalommal, amíg a folyadék fehéren elkezd kikristályosodni és közben felmelegszik körülbelül 50-53°C-ra.  
Ha esetleg nem indul el a kristályosodás, ismétlje meg a pattintgatást még néhányszor.
3. A kristályosodás közben masszírozza egy rövid ideig a Warm UP® hőtásakat, hogy egyenletesen eloszlassa a hőt. A Warm UP® hőtásak a méretétől, a külső hőmérséklettől és a hőszigeteltségtől függően 0,5-1 óra alatt fokozatosan hűl le.

## REGENERÁLÁS:

1. Tegye a kihűlt, megkeményedett Warm Up® terméket vízzel teli edénybe - mindenképpen bélelje ki az edény alját, oldalát egy darab textíliával, hogy a termék ne égessen oda! Mindig megfelelő méretű edényt válasszon, hogy a termék elférjen benne (nagyobb termék esetén, például használhat egy tepsit is). Semmiképp se feszegetse, hajtogassa össze a megkeményedett terméket!
2. Melegítse a vízfürdőt legalább 90 Celsius fokra, és tartsa azon, amíg a Warm Up® hőtásakban levő fehér kristályok maradéktalanul feloldódnak és ismét teljesen átlátszó folyadékká válik, ez kb. 15-20 perc. **Ügyeljen rá, hogy a szükségesnél semmiképp se főzze tovább!**
3. Vegye ki a Warm UP® terméket az edényből és hagyja kihűlni. Ügyeljen arra, hogy a kiemeléskor ne érjen a hőtásak a forró edényhez, mert kiéghet, kiszakadhat. A Warm UP® hőtásak kihűlés után újra aktiválható, és ez a folyamat több-százszor megismételhető. **Figyelem! Ne használja a hőtásakat közvetlenül a forralás után, mivel nagyon forró és égési sérülést okozhat.**

**TILOS mikrohullámú sütőben regenerálni! TILOS a megkeményedett hőtásakat feszegetni, összehajtani, mert a tasak kiszakadhat, megrepedhet, ezáltal a termék véglegesen tönkremegy. TILOS a Warm UP® hőtásakat megtaposni, ráugrani, éles tárggyal megvágni. Ügyeljen arra, hogy a regenerálás után az edényből való kivételkor ne érjen a hőtásak a forró edényhez, mert kiéghet, kiszakadhat. Védje a terméket a nagy ütésektől, nyomástól, vegyszerektől.**

A Warm UP® „Talpmelegítő” NEM TALPBETÉTEK, a talp és/vagy cipő melegítésére szolgálnak. A kristályosodás során megszilárdul, nem alkalmas járásra!

**Figyelem! A használt, kikristályosodott terméket MINÉL ELŐBB REGENERÁLJA.** Kizárólag regenerált, folyadék állapotban tárolja. Ha a termék napokig kikristályosodva áll, akkor regenerálás után levegő buborékok keletkezhetnek a termékben. Ha a termék hetekig, hónapokig kikristályosodva áll, akkor akár használhatatlanná is válhat.

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

Amennyiben keringési és neurológiai problémákkal rendelkezik, a termék használata előtt konzultáljon kezelőorvosával.

A Warm UP® hőtásak tartalma a nátrium-acetát biztonságot: nem éghető, nem mérgező és nem ártalmas a környezetre. Ha a tasak esetleg kiszakad, a folyadék azonnal kikristályosodik és a hőtásak használhatatlanná válik, regenerálása nem lehetséges. A kristályok a ruháról, bőr felszínéről vízzel könnyedén lemoshatóak. Ne nyelje le a tasak tartalmát. Ha véletlenül mégis lenyelne, haladéktalanul forduljon orvoshoz.

A tasak anyaga: PVC. A tasak tartalma: Nátrium-acetát és víz. Pattintó: acél.

## HASZNOS TIPPEK

Amennyiben a regenerálást túl hamar fejezte be, és nem alakult át maradéktalanul az összes kristály folyadékká, akkor kihűlés közben a termék ismét kikristályosodik – ilyenkor ismétlje meg a regenerálási folyamatot.

Hosszú használaton kívüli állás után előfordul, hogy a fémlapocskát megpattintására nem indul el a kristályosodási folyamat. Ilyenkor a terméket pihentesse pár percig, majd ismétlje meg a fémlapocskát pattintgatását, akár többször is. Ha még ezek után sem indul, akkor helyezze a terméket pár órára hűtőszekrénybe, majd ismét kísérelje meg beindítani.

*Hazai termék - minőségi, európai alapanyagokból, Magyarországon gyártva, már 27 éve. Válasszon itthon készült terméket, így nemcsak a környezetszennyezés csökkentéséhez járul hozzá - rövidebb út a gyártótól a vásárlóig - hanem valóban magyar emberek munkáját fizeti meg.*

A Warm Up® név és logó védjegyoltalom alatt áll.

